

my generation
by **schein**



strides
ORTHESEN STABIL ANTIVARUS



Wir  helfen
mygeneration-schein.de

ORTHESEN 8–59
ORTHOTIC

STABIL 60–75
SUPPORT

ANTIVARUS 78–100
ANTI-VARUS

VORWORT

UNSERE FÜSSE – DIE STILLEN HELDEN UNSERES TÄGLICHEN LEBENS.

Sie tragen uns durch die Hektik des Alltags, über Stock und Stein, Tag für Tag. Doch wie oft denken wir eigentlich an sie? Wer sorgt für das Wohlergehen unserer treuen Begleiter?

In unserem neuen my generation Schuhkatalog steht die Antwort klar im Fokus. Wir verstehen, dass Funktionalität und Komfort ebenso wichtig sind wie Stil und Ästhetik. Deshalb legen wir bei der Gestaltung unserer Schuhe nicht nur Wert auf modische Aspekte, sondern auch auf die Bedürfnisse Ihrer Füße.

Mit akribischer Sorgfalt und einem Auge für Details entwerfen wir Schuhe, die nicht nur mit aktuellen Trends mithalten, sondern sie auch setzen. Jedes Paar wird mit höchster Handwerkskunst gefertigt, unter Verwendung qualitätsgeprüfter Materialien und mit einem starken Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit.

Wir sind stolz darauf, dass über 3.000 Partner in der Orthopädieschuh-Technik weltweit auf unsere Produkte vertrauen, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Unsere mehr als 55-jährige Erfahrung in der Herstellung therapeutischer Schuhe und das von Kollektion zu Kollektion weitergegebene Wissen, garantieren hochwertige Qualität und beste Verarbeitung.

Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit treiben uns an, immer wieder das Beste zu geben. Denn am Ende des Tages geht es darum, dass Sie sich in unseren Schuhen wohl fühlen und wir Ihnen im Alltag helfen können.

Tauchen Sie ein in die Welt von my generation, wo Funktionalität auf Stil trifft und Ihre Füße die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.



Arnd Schein
Schein Orthopädie Service KG

FOREWORD

OUR FEET: THE SILENT HEROES OF DAILY LIFE.

They carry us through the hustle and bustle, over earth and pavement, day in and day out. But how often do we actually think about them? Who makes sure our trusty companions are cared for?

You'll find a clear answer in our new "my generation" shoe catalog. We understand that functionality and comfort are just as important as style and esthetic. That's why we consider the needs of your feet as well as fashion aspects when designing our shoes.

With meticulous care and a keen eye for details, we design shoes that don't just keep up with the trends: They set the trends. Each pair is finished with a mixture of craftsmanship, quality-tested materials, and strong consideration for the environment and sustainability.

We are proud to have over 3,000 global partners in orthopedic shoe technology who trust our products to deliver optimal care. With over 55 years of experience in manufacturing therapeutic shoes, we have accrued expertise with each new collection and guarantee high quality as well as fine finishing.

Your trust and satisfaction drive us to give our best, time after time. Because all we want is for you to feel comfortable in our shoes, and to help you in your everyday life.

Dive into the world of my generation, where functionality meets style and your feet get the attention they deserve.



Arnd Schein
Schein Orthopädie Service KG

„MY DESIGN“-KONFIGURATOR

Mein individueller Schuh

Das Design unserer Therapieschuhe ist stark an alltägliche Straßenschuhe angelehnt, so dass die modische Komponente, die gerade im Jugendalter eine wichtige Rolle spielt, berücksichtigt wird. Durch die vielen Materialien, Lederarten und unterschiedlichen Stoffe haben wir eine vielfältige Kollektion entwickelt, die Trends mit therapeutischem Nutzen verbindet - damit die Füße optimal versorgt sind.

Mit dem von uns entwickelten **my design Konfigurator** können Sie darüber hinaus Ihr eigenes einzigartiges Schuhpaar ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen in Ihrer gewünschten Farb- bzw. Materialkombination zusammenstellen. Von der Sohle bis zum Schnürsenkel gibt es zahlreiche Gestaltungsvariationen mit einer großen Auswahl an Farben.



Mit der ausgedruckten Vorlage gehen Sie zum Fachhändler und bestellen dort Ihr selbst konfiguriertes Modell. Farbabweichungen und Änderungen sind vorbehalten.

Die ausgewählten Modelle, die Sie konfigurieren und nach Ihren Wünschen zusammenstellen können, erkennen Sie an folgendem Symbol:

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
www.mydesign-schein.de

„MY DESIGN“ CONFIGURATOR

My own individual shoe

The design of our therapeutic shoes is heavily inspired by everyday regular shoes, so that the fashion aspect, which plays a particularly important role in adolescence, is taken into account. With a wide variety of materials, types of leather and different fabrics, we have developed a diverse collection that combines trends with therapeutic benefits – so that the feet are optimally cared for.

However, we may not always satisfy personal taste. For example, children, teens or adults may like one of our models, but would prefer it in a different combination of colours or materials to the one shown in the catalogue. With that in mind, we have developed the **my design configurator**, which allows you to create your own unique pair of shoes according to your own individual preferences.



From the sole to the laces, there are numerous design variations with a wide range of colours. Just print out your chosen template, take it to your retailer and order your self-configured model. Deviations in colour are possible and we reserve the right to make changes.

The following symbol denote the models that you can configure according to your taste:

my
design

You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de

ORTHESEN

Hilfsmittelverzeichnis

Produktgruppe 31

Positions-Nr.

31.03.03.7001

31.03.03.7034

(Drehverschluss)

„Schuhe
über Beinorthese“

ORTHESEN/ORTHOTIC



ORTHESEN/ORTHOTIC



MIVA

TN5 | TN8 | 21-32

ORTHESEN/ORTHOTIC



LANA
TN5 | TN8 | 27-42



JONTE
TN5 | TN8 | 30-45

ORTHESEN/ORTHOTIC



VERA

TN5 | TN8 | 24-35



ALBA

TN5 | TN8 | 24-35



CEDRIK

TN5 | TN8 | 24-45

ORTHESEN/ORTHOTIC



KARI

TN5 | TN8 | 24-35



SAMARA

TN5 | TN8 | 21-32



BOBO

TN5 | TN8 | 24-47



PAULA

TN5 | TN8 | 20-38



CHEN

TN5 | TN8 | TN12 | 20-45





AARON
TN5 | TN8 | 36-47



AARI
TN5 | TN8 | 21-32



ORTHESEN/ORTHOTIC



RENÈE

TN5 | TN8 | 24-29



IONE

TN5 | TN8 | 24-29



ORTHESEN/ORTHOTIC



EMORY

TN5 | TN8 | 27-32

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



HERO

TN5 | TN8 | 18-45



KEIRA

TN5 | TN8 | 21-32



DOMINO

TN8 | 27-42



JACK

TN5 | TN8 | 21-38

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



LUIK

TN5 | TN8 | 24-42



CARBON

TN5 | TN8 | 21-45



ORTHESEN/ORTHOTIC



TESSA
TN5 | TN8 | 24-32



BLAKE
TN5 | TN8 | 24-35



BLAIR
TN5 | TN8 | 24-39

ORTHESEN/ORTHOTIC



ADRIAN

TN5 | TN8 | 24-39



THEO

TN5 | TN8 | 30-45



NOEL

TN5 | TN8 | 24-39



ORTHESEN/ORTHOTIC



SOOVER

TN5 | TN8 | 27-39



ROVER

TN5 | TN8 | 27-39



YOYO

TN5 | TN8 | 27-39



HOOVER

TN5 | TN8 | 24-42

ORTHESEN/ORTHOTIC

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de



INDIGO

TN5 | TN8 | 21-47



GYM

TN5 | TN8 | 26-47



NINO

TN5 | TN8 | 20-47



BLACKY

TN5 | TN8 | 30-47

ORTHESEN/ORTHOTIC



DIONYSOS
TN5 | TN8 | 24-35



METIS
TN5 | TN8 | 24-45



JUVENTAS
TN5 | TN8 | 27-47



TELLUS
TN5 | TN8 | 27-45



ORTHESEN/ORTHOTIC



AURORA

TN5 | TN8 | 24-35



NOX

TN5 | TN8 | 27-42



POSEIDON

TN5 | TN8 | 24-45



KRONOS
TN5 | TN8 | 30-42



SOL
TN5 | TN8 | 30-39



JUNO
TN5 | TN8 | 24-39



IRIS
TN5 | TN8 | 24-32



PAX
TN5 | TN8 | 27-42



JUPITER
TN5 | TN8 | 30-47



ORTHESEN/ORTHOTIC



ADONIS

TN5 | TN8 | 27-42



ERIS

TN5 | TN8 | 24-32



ARGES

TN5 | TN8 | 27-35



ARTEMIS

TN5 | TN8 | 24-42



HYPNOS

TN5 | TN8 | 27-47

ORTHESEN/ORTHOTIC



CORA

TN5 | TN8 | 21-35



LAGAN
TN5 | TN8 | 21-35



PECORE
TN5 | TN8 | 24-39

ORTHESEN/ORTHOTIC



ZACK
TN5 | TN8 | 27-42



SHELDON
TN5 | TN8 | 27-35



OCEAN
TN5 | TN8 | 18-35



KLARA
TN5 | TN8 | 18-32

ORTHESEN/ORTHOTIC



BAILEY
TN5 | TN8 | 30-42



NAVARO
TN5 | TN8 | 30-47



RIO
TN5 | TN8 | 24-39



ORTHESEN/ORTHOTIC

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



IRA

TN5 | TN8 | 21-35



FOX

TN5 | TN8 | 21-47



PACO

TN5 | TN8 | TN9 | TN12 | 20-47



VAN

TN5 | TN8 | 36-50

BUDDY
TN5 | TN8 | 26-42



MAYA
TN5 | TN8 | 21-38



BLUE
TN5 | TN8 | 21-42

ORTHESEN/ORTHOTIC



ANAIS

TN5 | TN8 | 24-39



HERMES

TN5 | TN8 | 27-42



NANAIMO

TN5 | TN8 | 24-42



ALINA

TN5 | TN8 | 24-39



TRIVOR

TN5 | TN8 | 36-45



my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de

ORTHESEN/ORTHOTIC



LEON

TN5 | TN8 | 27-47

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



DOM

TN5 | TN8 | 27-39



TUVATO

TN5 | TN8 | 30-42

ORTHESEN/ORTHOTIC



MILAN

TN5 | TN8 | 33-47



XANDER

TN5 | TN8 | 33-45



ORTHESEN/ORTHOTIC



SILAS

TN5 | TN8 | 36-47



GRANT

TN5 | TN8 | 36-42







SELENE
TN5 | TN8 | 27-35



GIDEON
TN5 | TN8 | 27-35





ORTHESEN/ORTHOTIC



 vegan

BASILIO
TN5 | TN8 | 36-47



 vegan

BELINA
TN5 | TN8 | 27-35



 vegan

BALDUR
TN5 | TN8 | 27-47

ORTHESEN/ORTHOTIC



CALISTA

TN5 | TN8 | 21-32



ÄTHER

TN5 | TN8 | 24-47



ZELOS

TN5 | TN8 | 27-39



MORPHEUS

TN5 | TN8 | 27-47



ORTHESEN/ORTHOTIC



GERAS

TN5 | TN8 | 27-42



HEMERA

TN5 | TN8 | 27-47



APOLLO

TN5 | TN8 | 24-47





ORTHESEN/ORTHOTIC



LYLA

TN5 | TN8 | 24-35



QUINN

TN5 | TN8 | 24-35



MARLEY

TN5 | TN8 | 30-45



DORI

TN5 | TN8 | 27-42

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



LUCKY

TN5 | TN8 | 21-35

ORTHESEN/ORTHOTIC



my
design

JULIAN

TN5 | TN8 | TN12 | 20-42

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de



RIVER

TN5 | TN8 | 30-47



my
design

JACKO

TN5 | TN8 | 23-38



my
design

MARIS

TN5 | TN8 | 23-45

ORTHESEN/ORTHOTIC



PHOENIX
TN5 | TN8 | TN9 | TN12 | 18-50



DELLA
TN5 | TN8 | 21-35



REMY
TN5 | TN8 | 30-50

ORTHESEN/ORTHOTIC



TROY

TN5 | TN8 | 27-35



NORRIS

TN5 | TN8 | 27-35



ALVIN

TN5 | TN8 | 27-45

ORTHESEN/ORTHOTIC



ROBIN

TN5 | TN8 | 36-47



MATTERHORN

TN5 30-47



MICKI

TN5 | 36-47



ORTHESEN/ORTHOTIC



my
design



NEVIS

TN5 | TN8 | 20-47



FELIX

TN5 | TN8 | 26-42



MIKA

TN5 | TN8 | 27-35



OTIS

TN5 | TN8 | 27-42

STABIL

Hilfsmittelverzeichnis
Produktgruppe 31

Positions-Nr.

31.03.03.2003

„Stabilisations-
schuhe“

Schafrandpolsterung unterstützt den angenehmen Tragekomfort
Shaft edge padding supports wearing comfort

Schaftpolsterung vermindert die Gefahr von Druckstellen
Shaft padding reduces the risk of pressure points

Achillessehnenbereich ist ausgespart
Achilles tendon area is recessed

Laschenpolsterung zur Druckreduzierung auf den Fußrücken
Strap padding to reduce pressure on the arches

Die schmetterlingsförmige Fersenkappe ermöglicht bei hoher seitlicher Stabilität eine freie Abrollung des Fußes
The butterfly-shaped heel cap allows the foot to roll with high lateral stability

Praktischer Verschluss zur Weitenregulierung
Practical fastening and width adjustment

Ausgeprägte Vorderkappe als Zehen- und Verschleißschutz
Protruding toecap to protect the toes and avoid wear



Abnäher zum problemlosen Kürzen der Riemen
Easy-to-shorten straps

Die notwendige Einlagenversorgung wird durch das Angebot verschiedener Weiten und durch die flache Brandsohle vereinfacht
Provision of the required insoles is simplified through the availability of various widths and the flat outer sole

STABIL/SUPPORT



HERO
TN2 | TN4 | 23-42

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de



KEIRA
TN2 | 27-32



EMORY
TN2 | 27-32

STABIL/SUPPORT



DOMINO
TN4 | 27-42



TUFFY
TN4 | 30-42



JACK
TN4 | 21-38



AIKO
TN2 | TN4 | 27-42

STABIL/SUPPORT



AZURA
TN2 | 24-32



MARLIN
TN2 | 27-42



INKA
TN2 | 24-32



ZARA
TN2 | 21-32



NICKY
TN2 | 23-35



CHRISTIN
TN2 | 23-35

STABIL/SUPPORT



JARLE

TN2 | 23-47



TUVATO

TN2 | 36-42



DOM

TN2 | 33-39

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



LEON

TN2 | 24-45



GRANT
TN2 | 27-39



SILAS
TN2 | 30-42



STABIL/SUPPORT



BELINA
TN2 | 27-32



BALDUR
TN2 | 27-32





JULIAN
TN2 | 23-42

my
design
Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de



SKYLAR
TN2 | 27-42



LOVIS
TN2 | 27-39



STABIL/SUPPORT



QUINN
TN2 | 27-35



MARLEY
TN2 | 30-42



LYLA
TN2 | 27-35



STABIL/SUPPORT



AVA
TN2 | 23-35



UNIQUE
TN2 | 27-42



RIVER
TN2 | 30-47

STABIL/SUPPORT



PHOENIX

TN2 | TN4 | TN6 | 23-45

STABIL/SUPPORT



DANI
TN2 | TN4 | 23-42



DELLA
TN2 | TN4 | 27-32



VEGAS
TN2 | TN4 | 27-42



REMY
TN2 | TN4 | 30-42

STABIL/SUPPORT



NORRIS
TN2 | 30-35



TROY
TN2 | 30-35



ALVIN
TN2 | 30-42



MATTERHORN

TN2 | TN4 | 30-47



BOBBY

TN2 | 23-38



NEVIS

TN2 | 23-47



MIKA

TN2 | 27-35

MULTISTABIL/MULTI-SUPPORT

Optional: Seitliche Stäbe sorgen für zusätzliche Versteifung und Stabilität

Optional: Lateral rods provide additional stiffening and stability

Hohe knöchelübergreifende Kappe zur Stabilisierung des Sprunggelenks

High over-the-ankle cap to stabilise the ankle joint



Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Klettbindern oder Schnürung

Practical fastening and width adjustment with Hook-and Loop fastener straps or laces

Schaft- und Laschenpolster
Shaft and strap padding



STABIL

Hilfsmittelverzeichnis
Produktgruppe 31

Positions-Nr.

31.03.03.2003

„Stabilisations-
schuhe“

MULTISTABIL/MULTI-SUPPORT



NEVADA
ST3 | 36-47



OREGON
ST3 | 36-47

ANTIVARUS

Hilfsmittelverzeichnis
Produktgruppe 31

Positions-Nr.

31.03.03.6002

„Korrektur-
sicherungsschuhe“

ANTIVARUS-/NEUTRAL

Hoher Schaft zur Stabilisierung
des Sprunggelenks
High shaft to stabilise the ankle

Schaftpolsterung sorgt für
angenehmen Tragekomfort
Shaft padding to ensure
wearing comfort

Medial verlängerte Hinterkappe
über den Korrekturpunkt des
Großzehengrundgelenks für
eine gleichbleibende Korrektur

Medially extended rear cap
over the point of correction
of the base of the big toe for
consistent correction

Praktischer Verschluss zur
Weitenregulierung
Practical fastening and
width adjustment

Stabile Vorderkappe
als Zehen- und
Verschleißschutz
Sturdy toecap to
protect the toes
and avoid wear

Abnäher zum problemlosen
Kürzen der Riemen
Easy-to-shorten straps



ANTIVARUS/NEUTRAL



RENÈ
AV | NS | 21-29



MAXIME
AV | NS | 21-42



IONE
AV | NS | 21-29

ANTIVARUS/NEUTRAL



ANJA

AV | NS | 18-28



BEN

AV | NS | 18-42

ANTIVARUS/NEUTRAL



LUPI

AV | NS | 18-42



AMY

AV | NS | 18-32



JARNO

AV | NS | 21-29



ANTIVARUS/NEUTRAL



my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
You can also design
this model yourself
www.mydesign-schein.de

JOY

AV | NS | 21-29

ANTIVARUS/NEUTRAL



KEIRA
AV | NS | 21-29



EMORY
AV | NS | 21-32



HERO
AV | NS | 18-42



JACK
AV | NS | 21-38

ANTIVARUS/NEUTRAL

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



LUIK
AV | NS | 21-35



MAREIKE
AV | NS | 21-32



AMELIE
AV | NS | 21-35



KLETTY
AV | NS | 21-35

ANTIVARUS/NEUTRAL



AZURA

AV | NS | 21-32



MARLIN

AV | NS | 21-42



INKA

AV | NS | 21-35



ZARA

AV | NS | 21-32

ANTIVARUS/NEUTRAL



my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden
You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de

ROSE

AV | NS | 18-29

ANTIVARUS/NEUTRAL



HIKATI
AV | NS | 18-35



FOXY
AV | NS | 21-42



LEON
AV | NS | 21-42



DIPPER
AV | NS | 21-32



JARLE
AV | NS | 21-42



LARA
AV | NS | 20-35

ANTIVARUS/NEUTRAL



BELINA
AV | NS | 21-29



SILVER
AV | NS | 21-32



BALDUR
AV | NS | 21-35



HAMMY
AV | NS | 21-32

ANTIVARUS/NEUTRAL



SKYLAR
AV | NS | 24-35



LOVIS
AV | NS | 24-32

ANTIVARUS/NEUTRAL



QUINN
AV | NS | 21-35



LYLA
AV | NS | 21-32

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



PENNY

AV | NS | 21-29



ROLLY

AV | NS | 21-29



LUCKY

AV | NS | 21-29



ANTIVARUS/NEUTRAL



MARNIE

AV | NS | 21-32



KERRY

AV | NS | 20-38



RINA

AV | NS | 21-32

ANTIVARUS/NEUTRAL

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



JULIAN

AV | NS | 20-38



UNIQUE

AV | NS | 21-39



JACKO

AV | NS | 23-38



GLITZI

AV | NS | 21-29

ANTIVARUS/NEUTRAL



DELLA
AV | NS | 18-32



VEGAS
AV | NS | 24-39



PHOENIX
AV | NS | 18-42

ANTIVARUS/NEUTRAL



FABIAN
AV | NS | 18-42



TROY
AV | NS | 21-35



NORRIS
AV | NS | 21-35

ANTIVARUS/NEUTRAL



MIKA
AV | NS | 21-32



BOBBY
AV | NS | 23-38



OTIS
AV | NS | 21-35



NEVIS
AV | NS | 20-42



ANTIVARUS/NEUTRAL



MAXI
AV | NS | 18-38



MARTY
AV | NS | 20-42



CLOUD
AV | NS | 18-42



GRÖSSEN- UND WEITENBESTIMMUNG

WEIL SCHUHE PASSEN MÜSSEN

Unsere Füße haben die Aufgabe, uns ein Leben lang zu tragen. Deshalb kommt dem Schuh eine besondere Bedeutung zu. Er soll uns Schutz geben und trotzdem bequem sein. Und er darf das Wachstum nicht negativ beeinflussen.

Gut zu wissen: In der Regel wächst der Fuß eines Kleinkinds (bis zum vierten Lebensjahr) bis zu zwei Zentimeter pro Jahr, also bis zu drei Schuhgrößen. Ab dem vierten Lebensjahr kann das Wachstum bis zu zwei Schuhgrößen pro Jahr betragen. Um Schäden zu vermeiden, sollte daher der Schuh nie zu klein, aber auch nicht zu groß gekauft werden. Auf die richtige Größe kommt es also an.



UNSERE THERAPIESCHUHE BIETEN DEN RICHTIGEN HALT

Für einen gut passenden Schuh ist ein richtiger Fersenhalt ebenso wichtig wie vielseitige Verstellmöglichkeiten über dem Rist. Außerdem sollten die Schuhe ausreichend viel Platz im Zehenbereich haben. Deshalb kommt der genauen Größenbestimmung eine besondere Bedeutung zu.

Sie setzt sich bei Kindern und Jugendlichen wie folgt zusammen:

$$\text{Fußlänge} + \text{Schubraum} + \text{Zuwachsraum} = \text{Schuhgröße}$$

└──────────┘
Zugabe

Speziell für unsere Therapieschuhe haben wir ein Fußmessgerät entwickelt, das diese Werte berücksichtigt. Es bietet Ihnen Sicherheit, die richtige Wahl zu treffen.

SIZING AND WIDTH SELECTION

BECAUSE THE SHOE HAS TO FIT

Our feet have the task of carrying us throughout our lives. That makes shoes especially important. They should protect us and yet also be comfortable. And not have a negative influence on growth.

Good to know: the feet of a small child (up to the age of four) will generally grow up to two centimetres a year, which is as much as three shoe sizes. From the age of four, the growth can be as much as two shoe sizes per year. In order to avoid damage to the feet, shoes should never be bought in sizes that are too small, nor too big. So in this case, size matters.

OUR THERAPEUTIC SHOES PROVIDE A GOOD HOLD

For a well-fitting shoe, a proper heel hold is just as important as diverse options for adjustment on the instep. In addition, shoes need to have enough space for the toes. That makes accurate sizing of shoes especially important.

For children and youths, that is calculated as follows:

$$\text{Foot length} + \text{Push space} + \text{Growth space} = \text{Shoe size}$$

└──────────┘
Additional space

With that in mind, we have developed a foot measurement device especially for our therapeutic shoes, which takes those values into consideration. It helps you ensure you are making the right choice.



Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten. Abgebildete Schuhe sind in Gr. 28 dargestellt. We reserve the right to make minor changes to colours and models. Illustrated shoes are size 28.

03.0965.30.03.24



Ihr Fachhändler/Your specialist dealer

099990059

Schein Orthopädie Service KG
 Hildegardstr. 5
 42897 Remscheid
 Germany
 Tel. +49 2191 910-200 
 Fax +49 2191 910-100
 service@schein.de
 www.mygeneration-schein.de



Wir helfen

